

Sistema de Container MASSIMO



O mais
alto nível de
segurança com
o menor custo
operacional.

Disponível
em diversos
tamanhos.



PRODUTIVIDADE COM MAIOR PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS.

Sistemas de barreira permanente e acessórios, como o lacre reutilizável, possibilitam ganho de tempo, gerando mais produtividade. São diferenciais assim que fazem do Sistema de Container MASSIMO a opção perfeita para garantir mais organização, segurança, economia e facilidade de armazenamento para a CME.



IDEAL PARA:

ESTABELECIMENTOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

REDUZIR CUSTOS
E MAXIMIZAR A
SEGURANÇA DO
PROCESSO.

AUMENTAR A
ORGANIZAÇÃO
E FACILITAR O
TRANSPORTE.

MELHORAR A
IDENTIFICAÇÃO
E FACILITAR A
RASTREABILIDADE.

REDUZIR OU ELIMINAR
RESÍDUOS GERADOS PELO
USO DE EMBALAGENS
DESCARTÁVEIS.

Sistema de Container MASSIMO

• Flexibilidade

Mais de 40 tamanhos diferentes, disponíveis em 14 formatos (1/1, 1/2, 3/4, Large, Long, 1/2 Dental, Dental, Mini, Large Dental, Flat, Dental Endo, Mini Implant, Implant e Scopy). Todos compostos pela combinação das tampas com as bases que podem ser: lisas, filtro de papel e sistema de barreira permanente (PTFE, válvula e labirinto), com várias possibilidades de cores nas tampas e nas alças. Tudo isso, aliado a uma linha completa de acessórios faz com que o Sistema de Container MASSIMO se adapte a quaisquer necessidades das instituições de saúde.

• Muito mais segurança

Reúne uma barreira estéril e uma embalagem rígida que conferem segurança a todo o processo, desde o preparo, esterilização, até a utilização no centro cirúrgico. Tampa removível da base facilita abertura asséptica e a estrutura em alumínio garante a proteção mecânica no manuseio e transporte.

• Mais performance

A construção em alumínio anodizado cria o ambiente perfeito para otimizar a transferência térmica, contribuindo com a diminuição do condensado e facilitando assim a secagem completa, reduzindo os tempos dos ciclos de esterilização, promovendo consequente economia de recursos energéticos e hídricos.

• Design inteligente

O design é projetado para gerar economia de espaço e proporcionar o empilhamento preciso e seguro de diferentes modelos e tamanhos.



Conheça também a linha de acessórios para containers.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/container/massimo

As informações contidas nesta lâmina poderão sofrer alterações sem aviso prévio. CISA001/DEZ2020.