



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001PO

Aspiradora de Sangue e Secreção



Leve



SILENCIOSO

Compressor para aspiração de sangue e secreção. Possui filtro bactericida que protege o operador e o paciente. Potência de vácuo com regulador e relógio indicador para diversos tipos de procedimentos. Possui batentes que facilitam a utilização do em bancadas. Design moderno, com tampa mais eficiente, peso e tamanho reduzidos, projetado na cor cinza que representa o vácuo nos hospitais e facilita a limpeza.

Indicado para procedimentos Cirúrgicos e odontológicos.



EFICIENTE



BIVOLT
AUTOMÁTICO

Acompanha:

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

Opcionais avulsos:

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas



1 ANO DE
GARANTIA




75
ANOS
PRODUZINDO
QUALIDADE



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001PO

Aspiradora de Sangue e Secreção



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero ao máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hérmica em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 5,05 kg
- ✓ **Suporte com 4 batentes**



**1 ANO DE
GARANTIA**



Especificações técnicas ambos os modelos:

Compressor: Pistão oscilante.

Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W).

Voltagem: 127/220 volts automático (bivolt automático).

Lubrificação: Isento.

Vacuômetro: Possui (para indicação do vácuo gerado).

Regulador de vácuo: Possui.

Capacidade frasco coletor: 3,25 litros.

Válvula de segurança: Possui.

Filtro bactericida: Possui.

Diferenças entre os modelos:

1001PO

- Tampa com design moderno e mais eficiente; ✓
- Aspirador com design moderno; ✓
- Peso e tamanho reduzidos facilitando o transporte; ✓
- Suporte com batentes; ☹
- Cor que facilita na limpeza; ✓
- Aparelho cinza referente a cor que representa o Vácuo nos hospitais. ✓

14014POC

- Aspirador mais rústico; ✗
- Rodízios giratórios; ☹
- Dificuldade no transporte por conta de seu peso e tamanho; ✗
- Cúpula porosa, dificultando a limpeza. ✗

MODELO NOVO

LANÇAMENTO

Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001PO

Aspiradora de Sangue e Secreção



MODELO ANTIGO

Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 14014POC

Aspiradora de Sangue e Secreção

