

# ESPECIFICAÇÕES

ANALÓGICAS														
ESPECIFICAÇÕES	EC4A	EC5A	EC7A	EC12A	EC21A	EC23A	EC25A	EC30A	EC40A	EC42A	EC45A	EC60A	EC65A	EC75A
Classe de Enquadramento	Classe II													
Tensão	127V ou 220V / BIVOLT													
Frequência	50Hz / 60Hz													
Potência	500 Watts	550 Watts	700 Watts	980 Watts	1600 Watts	1700 Watts	1700 Watts	1800 Watts	2000 Watts	2000 Watts	2000 Watts	2400 Watts	2400 Watts	2600 Watts
Fusíveis de Proteção	8A	8A	8A	10A	15A	15A	15A	20A	20A	20A	20A	25A	25A	25A
Pressão de Esterilização	2,2Kgf/cm <sup>2</sup> ± 0,2 Kgf/cm <sup>2</sup>													
Temperatura de Esterilização	134°C ± 2°C													
Tempo de Esterilização	15 minutos													
Ciclos de Trabalho	1													
Secagem	Porta Entreaberta													
Remoção do Ar	Gravitacional													
Abastecimento	Manual (Copo Dosador)													
	130 ml	150 ml	180 ml	200 ml	300 ml	300 ml	300 ml	350 ml	450 ml	450 ml	450 ml	650 ml	650 ml	750 ml
Monitoração das Informações/ Processo	Analogico / Led / Bips													
Mensagens e Alertas	> Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme; > Todas as Mensagens de operação e etapas dos processos são informadas e visualizadas através dos Leds no frontal do equipamento.													
Gabinete	Aço Carbono com Pintura Eletrostática													
Dimensões Externas (Comp. x Larg. x Alt.) mm	360 x 260 x 300	380 x 260 x 300	500 x 375 x 375	395 x 375 x 375	648 x 375 x 375	700 x 375 x 375	750 x 375 x 375	440 x 500 x 500	710 x 500 x 500	740 x 500 x 500	780 x 500 x 500	790 x 500 x 500	840 x 500 x 500	930 x 500 x 500
Câmara	Aço Inox ASI 304													
Dimensões Internas da Câmara (Ø x Comp.) mm	146 x 240	146 x 304	146 x 420	230 x 312	230 x 512	230 x 555	230 x 605	320 x 380	320 x 500	320 x 530	320 x 570	350 x 630	350 x 690	350 x 780
Volume da Câmara	4 Litros	5 Litros	7 Litros	12 Litros	21 Litros	23 Litros	25 Litros	30 Litros	40 Litros	42 Litros	45 Litros	60 Litros	65 Litros	75 Litros
Bandejas	-	-	-	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Suporte de Envelopes	1				Opcional									
Peso Líquido (Kg)	10	11	14	24	27	29	31	38	45	47	50	55	60	65
Registro ANVISA	80366400005													