



TECNOCLIN

COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

www.tecnoclin.com.br

C6

Catálogo de Eletrodos Agulha Reutilizáveis



www.tecnoclin.com.br



(19) 3778-1400 | 3278-2744



tecnoclin@tecnoclin.com.br

Representante Oficial para as regiões de Campinas-Jundiaí-Sorocaba



Eletrodo Electrocirúrgico, Agulha, Corte universal ajustavel, Comprimento Haste 50mm

	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
	ACELO010	ACELO141



Eletrodo Electrocirúrgico Micro Agulha Telagiectasia e Epilação,
 Comprimento Haste 29mm
 Epilação e Coagulação de Micro Vasos

	Haste Ø 1,8mm
29mm	ACELO019



Eletrodo Electrocirúrgico, Micro Agulha Reto, Comprimento Haste 50mm

Diametro	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,3mm	ACELO053	ACELO184
Ø 0,5mm	ACELO052	ACELO183



Eletrodo Electrocirúrgico, Micro Agulha Reto, Comprimento Haste 120mm
 Para Cauterização de orifício Glandular

Diametro	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,3mm	ACELO022	ACELO153
Ø 0,5mm	ACELO023	ACELO154

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico, Agulha 45°, Comprimento Haste 50mm

Diametro	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,3mm	ACELO054	ACELO185
Ø 0,5mm	ACELO055	ACELO186

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Gancho 45°, Reto Comprimento Haste 50mm



Diametro	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,5mm	ACELO056	ACELO187

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico para Afastamento Gengival Comprimento Haste 50mm



	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,9mm	ACELO057	ACELO188

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico para Afastamento Gengival Comprimento Haste 50mm



	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,9mm	ACELO058	ACELO189

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Dacriocistorrinostomia, Comprimento Haste 120mm



Agulha	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
7mm	ACELO063	ACELO194
9mm	ACELO064	ACELO195
11mm	ACELO065	ACELO196

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico Endolaringe Agulha, Ponta Retta, Comprimento Haste 250mm

	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
1mm	ACELO072	ACELO203

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico Endolaringe Micro Agulha, Apneia e Ronco Ponta Retta, Comprimento Haste 110mm

Agulha	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø 0,1mm	ACELO073	ACELO204
Ø 0,2mm	ACELO074	ACELO205
Ø 0,3mm	ACELO217	
Ø 0,5mm	ACELO075	ACELO206

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Endonasal Agulha, Ponta Retta, Comprimento Haste 110mm Para Corte e Coagulação Endonasal




	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
110mm	ACELO080	ACELO211

Opção Modelo Revestido T



Eletrodos agulha


Eletrodo Electrocirúrgico para Cauterização Sub Mucosa e Base da Língua ponta 65° Comprimento Haste 110mm



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
110mm	ACELO092	ACELO223

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico com Ponta Isolada Micro Incisão Ponta 45° Comprimento Haste 110mm



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
110mm	ACELO095	ACELO226

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico com Ponta Isolada Micro Incisão Curvo Comprimento Haste 120mm



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
120mm	ACELO096	ACELO227

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico com Ponta Isolada Micro Incisão Curvo Comprimento Haste 120mm



	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	ACELO097	ACELO228
90mm	ACELO099	ACELO230

Opção Modelo Revestido T


Eletrodo Electrocirúrgico Micro Incisão Curvo, 45°



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
90mm	ACELO098	ACELO229
100mm	ACELO100	ACELO232
130mm	ACELO101	ACELO233
160mm	ACELO102	ACELO234

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Micro Incisão Baioneta, Comprimento 90mm



	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
90mm	ACELO104	ACELO235

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico Micro Incisão de Precisão Curvo



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	ACELO105	ACELO193
75mm	ACELO106	ACELO221
50mm	ACELO191	ACELO236
75mm	ACELO102	ACELO237

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Micro Incisão de Precisão Reto



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	ACELO107	ACELO238
75mm	ACELO108	ACELO239

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Micro Agulha Baioneta Ponta Reto



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
110mm	ACELO112	ACELO243

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Ponta Ultra Fina Baioneta



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
110mm	ACELO116	ACELO247

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico para Micro Cauterização de Córnea, Presbiopia, Ceratocone, Hipermetropia, Astigmatismo, Comprimento 110mm Ponta Ø 0,09



	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
450µm	ACELO129	
350µm	ACELO130	
250µm	ACELO131	
400µm	ACELO151	



Eletrodo Electrocirúrgico Endonasal Agulha Reto



Ø	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
Ø0,5mm	ACELO267	
Ø1mm	ACELO268	

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Micro Agulha Reto



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
72mm	ACELO277	ACELO292
100mm	ACELO278	ACELO293
165mm	ACELO279	ACELO294

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Micro Incisão de Precisão Reto



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
70mm	ACELO280	ACELO295
100mm	ACELO281	ACELO296
150mm	ACELO282	ACELO297

Opção Modelo Revestido T

Eletrodo Electrocirúrgico Micro Agulha, 0,8mm x 45°



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
72mm	ACELO315	ACELO318
100mm	ACELO316	ACELO319
165mm	ACELO317	ACELO320

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico Micro Agulha Baioneta, Comprimento Haste 165mm

Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
165mm	ACELO299	ACELO306

Opção Modelo Revestido T



Eletrodo Electrocirúrgico Micro Incisão de Precisão Baioneta, Comprimento Haste 165mm

Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
165mm	ACELO300	ACELO307

Opção Modelo Revestido T



Eletrodos agulha

Eletrodo Electrocirúrgico Agulha Curto Reto



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	ACELO799	ACELO805
75mm	ACELO801	ACELO807
120mm	ACELO803	ACELO809
160mm	ACELO804	ACELO810

Eletrodo Electrocirúrgico Agulha Curto



Comp	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	ACELO800	ACELO806
75mm	ACELO802	ACELO808